

*Avicenum*  
medyczne wyroby uciskowe



MEDICO



2014

### **Szanowni Klienci,**

macie Państwo w rękach katalog naszych wyrobów medycznych Avicenum, przeznaczonych do zapobiegania, wspomagania leczenia oraz terapii leczniczej żyłaków i obrzęków nóg. Oferta uzupełniona jest o produkty wskazane do leczenia obrzęków limfatycznych oraz profilaktyki stopy cukrzycowej.

Państwo, nasi Klienci, jesteście najważniejszymi krytykami i inspiracją, dlatego uważnie wstuchaliśmy się w uwagi i komentarze rynku i we współpracy ze specjalistami opracowaliśmy nowości na rok 2014 tak, aby zaspokoić wymagania większości klientów. Przede wszystkim dzięki własnemu centrum rozwoju i badań potrafimy wszystkie zmiany i poprawki płynnie wprowadzić do produkcji, a następnie wszelkie innowacje przedstawić Państwu.

W dalszym ciągu współpracujemy z prestiżowymi klinikami, niemieckim instytutem certyfikacyjnym Hohenstein, a także z zagranicznymi i krajowymi dostawcami materiałów i aplikacji najwyższej jakości. Wierzymy, że dzięki ubiegłorocznej przeprowadzce do nowej siedziby produkcyjnej, będziemy mogli w dalszym ciągu szybko dostarczać Państwu wszelkie innowacje i przyczynić się do zwiększania komfortu podczas korzystania z naszych produktów.

Poza serią zdrowotną Avicenum zapraszamy również do zapoznania się z innymi produktami z działu mody: ze zdrowotnymi wyrobami pończosznymi, a także ze sportową marką produktów uciskowych najwyższej jakości, ROYAL BAY. O swoje zdrowie możecie Państwo dbać nie tylko w pracy zawodowej i w czasie spotkań towarzyskich, ale również w trakcie uprawiania sportu.

Duży nacisk kładziemy w naszej firmie na obsługę klienta, dlatego też, jeśli tylko nie znajdziecie Państwo w naszym potrzebnych informacji, nie wahajcie się zwrócić do naszych zaufanych przedstawicieli medycznych lub pracowników bezpłatnej infolinii.



**Ladislav Šulc**  
Właściciel i Dyrektor spółki  
ARIES, a.s.

*Ladislav Šulc*

## Żylaki i terapia uciskowa

**Żylaki to schorzenie, które w europejskich krajach rozwiniętych dotyka 40% kobiet i 20% mężczyzn.**

Schorzenia układu żylnego to schorzenia przewlekłe, wymagające zmiany stylu życia oraz prawie nieustannego leczenia. Podstawą kuracji jest terapia kompresyjna.


Żylaki mogą być schorzeniem dziedzicznym. Kolejnymi czynnikami, mogącymi wpływać na ich powstawanie, są: obciążenie statyczne, siedzący tryb życia, wiek, brak aktywności fizycznej, otyłość, ciąża. Uszkodzenia zastawek żylnych pojawiają się często również w wyniku przebytych stanów zapalnych.

Konsekwencją zaburzeń czynności układu żylnego jest przewlekła niewydolność żylna, z takimi objawami, jak np. żylaki, obrzęki kończyn dolnych, hemosyderynowe przebarwienia skóry, owrzodzenie podudzi i inne.

### Uciskowe wyroby pończosznice

Ochrona żył przy użyciu wyrobów pończosznicy polega na tym, że w okolicach kostki wyrób wywiera określony ucisk, który stopniowo zmniejsza się w kierunku pasa. Udowodniono, że wzmacnianie w taki sposób ścian żył w dolnej części nóg skutecznie wpływa na poprawę krążenia krwi i wspomaga

jej powrót do serca. Dzięki pończochom uciskowym nogi przestają boleć, poprawia się samopoczucie i kondycja.



A – żyła ze schorzeniem  
B – żyła zdrowa

## Siedem rad w zakresie profilaktyki przeciwżyłakowej

**Podobnie jak w szeregu innych chorób, również w przypadku profilaktyki przeciwżyłakowej istotną rolę odgrywa tryb życia. Poniżej przedstawiamy kilka prostych rad, jak zadbać o własne zdrowie.**

**1 Ruch:** Chodź na spacer, biegaj, uprawiaj jazdę na rowerze lub pływanie. Ruch wspomaga działanie pompy mięśniowej kończyn dolnych oraz krążenie krwi.

**2 Jadłospis:** Dostarczaj organizmowi w pożywieniu odpowiednią ilość witamin C i E, błonnika, wapnia, magnezu i cynku.

**3 Nogi na stole:** W ciągu dnia znajdź chwilę dla swojego zdrowia i usiądź z nogami lekko uniesionymi. Wspomagasz w ten sposób krążenie krwi w kończynach dolnych.

**4 Nie ograniczaj krążenia krwi:** Wystrzegaj się długiego stania lub siedzenia, zakładania nogi na nogę, noszenia zbyt ciasnych spodni lub wysokich obcasów.

**5 Zimny prysznic:** Stosuj zimny prysznic lub zimne okłady na nogi.

**6 Gimnastykuj się:** Spróbuj krążyć nogami w kostkach w obu kierunkach, prostować i zgiąć palce nóg, przyciągać zgięte nogi do klatki piersiowej i prostować je lub wykonywać rowerek, leżąc na plecach. Niektóre z tych ćwiczeń możesz wykonywać także w biurze lub w poczekalni.

**7 Pończochy profilaktyczne:** Noś pończochy lub podkolanówki profilaktyczne. Dziś wysokiej jakości wyroby profilaktyczne na pierwszy rzut oka są już nie do odróżnienia od zwykłych pończoch, a ich oferta jest bogata. Zawsze jednak upewnij się, że wybrany przez Ciebie fason ma ściągacze lub koronki, które nie uwierają, nie powodują obrzęków i nie ograniczają krążenia krwi.

## Poradnia żylna

Cierpisz na bóle nóg, obrzęki lub żyłki? Chcesz zasięgnąć porady w sprawie leczenia lub profilaktyki? Chcesz zadać pytanie renomowanemu specjalście?

Odwiedź naszą Poradnię żylną na stronie internetowej  
[www.poradnia-zylna.pl](http://www.poradnia-zylna.pl).



Na stronie tej, lekarze, którzy są znaniymi autorytetami w swojej specjalizacji, odpowiadają na Wasze pytania i w zrozumiały sposób piszą o Waszych problemach.

## Materiały i jakość

O jakość dbamy od samego początku. Dlatego też projektujemy towar wysokiej jakości, wybieramy najlepsze materiały, poddajemy je starannej obróbce i uzupełniamy je o wyjątkowe dodatki.

**Nylon** to podstawowy materiał, z którego wykonane są pończochy. W wyrobach Avicenum stosujemy wyłącznie markową przędzę poliamidową PAD 6.6 od renomowanych producentów ze Szwajcarii, Włoch i Francji.

**Lycra®** stała się synonimem elastanu. W pończochach Avicenum wykorzystujemy ją, by osiągnąć wymagany stopień kompresji. Lycra® to gwarancja wysokiej jakości, funkcjonalności i trwałości produktu.

**Certyfikaty** wydane przez niezależne instytucje potwierdzają nasz rygorystyczny wewnętrzny system zarządzania jakością. Na przykład w przypadku projektowania i unowocześniania pończoch Avicenum 360 do naszych własnych wymagających testów nawiązuje certyfikacja prowadzona w renomowanym niemieckim instytucie Hohenstein oraz badania kliniczne w prestiżowych klinikach i instytucjach w Republice Czeskiej.



## Co to jest DEN?

Denier (DEN) określa grubość zastosowanego włókna tekstylnego. Im większa liczba, tym grubszy (mniej przezroczysty) produkt.

Z punktu widzenia fizyki denier zdefiniowany jest jako gęstość liniowa włókna. Określa, ile gramów waży dziewięć kilometrów zastosowanej przędzy.

## Mikrofibra

Mikrofibra to przędza wykonana z dużej ilości cieniotkich włókien (kapilar). Dziesięć kilometrów takiego włókna waży mniej niż jeden gram.

Wyroby z mikrofibry są bardzo przyjemne w dotyku, wygodne w noszeniu, dobrze wchłaniają i odprowadzają pot, mają nowoczesną, aksamitną powierzchnię i odznaczają się wyższą trwałością. Ze względu na wymienione zalety stosujemy mikrofibrę we wszystkich produkowanych przez nas pończochach drugiej klasy kompresji. Stosujemy je więc także w wyrobach, w których często jest to uważane za ponadstandardowe.




Mikrofibra

## Lycra® w oplocie®

Włókna elastanu mogą drażnić wrażliwą skórę. Dlatego oplatamy je włóknem ochronnym. Stosujemy podwójny oplot, który zapobiega bezpośredniemu kontaktowi elastanu ze skórą oraz zwiększa komfort noszenia. Różnica jest zauważalna przy codziennym użytkowaniu. W trosce o klienta Lycrę w podwójnym oplocie stosujemy we wszystkich wyrobach Avicenum. Z tego powodu wewnętrzna strona pończoch nie jest błyszcząca, a nasze pończochy dobrze się nosi.

Podwójne włókno ochronne



Włókno Lycra®

## Ściągacze i koronki

Nasze ściągacze i koronki to nie tylko estetyczne wykończenie pończoch. Konsekwentnie dbamy o ich funkcjonalność i wygodę, nieustannie je udoskonalamy i starannie testujemy.

Nasza **koronka** zawiera poprzeczne **lamelki**, które zapobiegają jej nieprzyjemnemu marszczeniu się. Starannie zaplanowaliśmy także rozmieszczenie silikonu. Dzięki temu pończocha dobrze **trzyma się na nodze**, a skóra nie poci się nadmiernie.

**Ściągacz** to optymalne rozwiązanie dla pacjentów o bardzo wrażliwej skórze. Od nowego roku możemy pochwalić się **najszerszym ściągaczem na rynku**. Doskonale się trzyma, ale na nodze jest prawie nieodczuwalny.



Wzór silikonu na ściągaczu i koronce

## Kolory artykułów Avicenum



0000  
biały



5090  
granatowy



7001  
srebrnoszary



7006  
szarobrazowy



7007  
antracyt



8000  
jasny



8001  
natura



8002  
brąz



8003  
sahara



8005  
tytuń



8080  
czekolada



9999  
czarny

## Mikrokapsułki Skintex® AHL: Przeciwko uczuciu ciężkich nóg („ziola“)



Mikrokapsułki to drobne skorupki z chitosanu produkowane z ekstraktu pancerzyków garneli pospolitej. Wewnątrz kapsułek znajdują się starannie dobrane substancje aktywne.

W wyrobach Avicenum kapsułki są umieszczane bezpośrednio na powierzchni włókien tekstylnych, które dotykają skóry. Takie umiejscowienie zwiększa skuteczność ich działania. Dzięki trwałemu zamocowaniu na włóknie mikrokapsułki wytrzymują wielokrotne pranie. Podczas noszenia pończoch kapsułki stopniowo pękają i **wydzielają substancje aktywne**. W ten sposób przez długi czas przyczyniają się w ten sposób do zachowania zdrowia i dobrej kondycji nóg. Różnicę naprawdę widać od pierwszej chwili.

Markowe niemieckie mikrokapsułki Skintex® AHL (Anti-Heavy-Legs) pomagają zapobiegać uczuciu ciężkich nóg,

odżywiają i nawilżają skórę, a dzięki zawartości mentolu także chłodzą i odświeżają. Nazywamy je też „ziołami”.

**Grejfrut** wspomaga odnowę komórek naskórka.

**Cytryna** działa odświeżająco i rewitalizująco.

**Mentol** ma działanie odświeżające i chłodzące.

**Tymianek** delikatnie dezynfekuje skórę.

**Cyprys** wspomaga krążenie krwi i ogranicza nadmierną potliwość.

**Mocznik** ma działanie nawilżające i antybakteryjne.

Mikrokapsułki Skintex® na włóknach tekstylnych



## Sanitized® Silver: Szwajcarskie srebro o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybicznym



Dla ochrony i zdrowia Państwa nóg

Sanitized® Silver to rewelacyjna **apretura przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna** renomowanej firmy szwajcarskiej Sanitized®. Odnacza się wysoką trwałością, dużą skutecznością, jest absolutnie nieszkodliwa dla zdrowia. Działa na **bazie jonów srebra** i nie zawiera potencjalnie problematycznego nanosrebra.


Apretura Sanitized® Silver w wyrobach Avicenum jest stosowana bezpośrednio na powierzchni włókien tekstylnych, czyli tam, gdzie może dojść do rozmnożenia się bakterii i pleśni. Srebro skutecznie zwalcza szerokie spektrum mikroorganizmów. Jony przenikają przez ich ścianę komórkową i ograniczają dostęp tlenu i substancji odżywczych. W ten sposób skutecznie zapobiegają ich rozmnażaniu oraz powstawaniu kolonii, które często nie są zwalczane w zwykłym cyklu prania.

Srebro działa więc jak **dezodorant**, zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, a codzienne noszenie pończoch staje się dzięki niemu przyjemnością. Równocześnie chroni włókna tekstylne przed uszkodzeniem, co zwiększa trwałość wyrobu.


Apretura Sanitized® Silver odznacza się wysoką trwałością, jest całkowicie bezpieczna dla organizmu człowieka i przyjazna dla środowiska. Została poddana testom dermatologicznym z pozytywnym wynikiem.

Spółka Aries **oświadcza**, że w wyrobach Avicenum nie stosuje nanosrebra.

Oddziaływanie srebra na bakterie



W wilgotnym środowisku jony srebra lokalizują i dezaktywują bakterie.



Włókno bez apretury



Włókno z apreturą




## DeoSoft: Delikatne w dotyku



DeoSoft to nowa apretura, którą sprowadziłyśmy ze Szwajcarii. Dzięki apreturze DeoSoft nasze pończochy są jeszcze **bardziej miękkie i delikatne w dotyku**. Preparat jednocześnie zwiększa chłonność włókien tekstylnych, które teraz jeszcze lepiej **odprowadzają pot i wilgoć z ciała**. Wynikiem tego jest większy komfort noszenia pończoch.

Apreturę DeoSoft stosujemy teraz we wszystkich wyrobach Avicenum 360 z mikrokapsułkami AHL. Efekt apreturowania jest trwały i odporny na pranie.

DeoSoft lepiej odprowadza pot i wilgoć z ciała.



## Bawełna BIO:



W naszych produktach wykorzystujemy bawełnę uprawianą bez stosowania nawozów sztucznych, pestycydów i innych środków chemicznych szkodliwych dla środowiska naturalnego i życia człowieka. Według danych WHO 40% pestycydów jest niebezpiecznych dla zdrowia. Ponadto w niektórych przypadkach ich ślady mogą być obecne nawet w produktach końcowych. Bawełna organiczna, jak nazywa się także bawełnę BIO, **jest bardziej przewiewna i miękka, a w porównaniu ze zwykłą bawełną stanowi mniejsze ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych.**


# Avicenum 70

**Klasa kompresji A  
(10 - 17 mm Hg)**


Profilaktyczne wyroby pończosnicze Avicenum 70 wpływają na poprawę krążenia krwi, skutecznie **zapobiegają powstawaniu** żylaków i obrzęków oraz łagodzą uczucie bólu i zmęczenia nóg.

Przy codziennym noszeniu docenią Państwo także szwajcarskie srebro Sanitized® Silver o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybicznym.

76 % Nylon, 24 % Lycra®



Lycra®



Lycra® w oplocie



Mikrowłókno



Mikrokapsułki  
Skintex® AHL



Przeciwbakteryjny  
i przeciwgrzybiczny  
Sanitized® Silver



**Profilaktyczne podkolanówki  
podróżne Travel**  
ze wzmocnioną piętą  
i mikrokapsułkami Skintex® AHL

Rozmiary: 23-25 25-27 27-29  
29-31

Kolory: 0000 7007 8001

9999

0000

tylko w rozmiarze 25-27

Opakowanie:

1 para w pudełku

20 pudełek w kartonie



0000



7007



8001



9999





### Profilaktyczne podkolanówki

Rozmiary: 23-25    25-27    27-29

Kolory: 0000    7006    8001

8003    9999

0000

brak rozmiaru 27-29

Opakowanie:

1 para w pudełku

30 pudełek w kartonie



0000

7006

8001

8003

9999



### Profilaktyczne pończochy do podwiązek

Rozmiary: 25    27

Kolory: 8003

Opakowanie:

1 para w pudełku

15 pudełek w kartonie



8003



### Profilaktyczne pończochy samonośne z KORONKĄ

Rozmiary: 25    27

obwód uda 50-60 cm

Kolory: 7006    8001    8003

9999

Rozmiary: 29    obwód uda ponad 60 cm

Kolory: 8001    9999

Opakowanie:

1 para w pudełku

10 pudełek w kartonie



7006

8001

8003

9999



### Profilaktyczne rajstopy ciążowe

Rozmiary: 164-170/124-132  
170-176/124-132  
176-182/124-132

Kolory: 8001 9999

Opakowanie:  
1 sztuka w pudełku  
10 pudełek w kartonie



8001 9999



### Rajstopy profilaktyczne mały klin

Rozmiary: 158-164/100  
164-170/108  
170-176/108-116  
176-182/108-116

Kolory: 7006 8001 8003  
8005 9999

Opakowanie:  
1 sztuka w pudełku  
15 pudełek w kartonie



7006 8001 8003 8005 9999



### Rajstopy profilaktyczne duży klin

Rozmiary: 158-164/116-124  
164-170/116-124  
170-176/116-124  
176-182/116-124

Kolory: 7006 8001 8003  
8005 9999

Opakowanie:  
1 sztuka w pudełku  
10 pudełek w kartonie



7006 8001 8003 8005 9999


# Avicenum 140

Klasa kompresji I  
(18 - 21 mm Hg)


Pończochy zdrowotne pierwszej klasy kompresji **łagodzą początkowe objawy** niewydolności żył oraz uczucie zmęczenia i napięcia nóg.

**Mikrokapsułki Skintex® AHL** wplecione w dzianinę działają odżywczo i nawilżająco na skórę oraz łagodzą uczucie ciężkości nóg. Trwałość produktu znacząco przedłuża wzmożniona pięta.

64 % Nylon, 36 % Lycra®



Lycra®



Lycra® w oplocie



Mikrowłókno



Mikrokapsułki  
Skintex® AHL



Przeciwbakteryjny  
i przeciwgrzybiczny  
Sanitized® Silver



## Podkolanówki

z mikrokapsułkami Skintex® AHL

Rozmiary:	1K	1D
	2K	2D
	3K	3D

Kolory: 8001 9999

Opakowanie:

1 para w pudełku  
20 pudełek w kartonie



8001



9999





### Podkolanówki kryjące z mikrokapsułkami Skintex® AHL

Rozmiary:	1K	1D
	2K	2D
	3K	3D

Kolory:	8001	9999
---------	------	------

Opakowanie:  
1 para w pudełku  
20 pudełek w kartonie



8001 9999



### Pończochy samonośne z KORONKĄ z mikrokapsułkami Skintex® AHL

Rozmiary:	1K	1D
	2K	2D
	3K	3D

Kolory:	7007	8001	8080	9999
---------	------	------	------	------

Opakowanie:  
1 para w pudełku  
10 pudełek w kartonie



7007 8001 8080 9999



### Pończochy samonośne z LAMÓWKĄ


Rozmiary:	1K	1D
	2K	2D
	3K	3D

Kolory:	8001
---------	------

Opakowanie:  
1 para w pudełku  
10 pudełek w kartonie



8001



## Rajstopy z mikrokapsułkami Skintex® AHL

Mały klin:	1K	1D
Duży klin:	2K	2D
Przedniotylny klin:	3K	3D
Kolory:	7007	8001
	8080	9999

### Opakowanie:

1 sztuka w pudełku  
10 pudełek w kartonie



7007 8001 8080 9999



## PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

# Avicenum ŻEL

Żel chłodzący do stóp z zawartością kasztana końskiego i koenzymu Q10 jest kombinacją ekstraktów roślinnych, które korzystnie wpływają na zmęczone nogi i mięśnie oraz wspomagają leczenie żyłaków i zapobieganie im.



- Wspomaga krążenie krwi
- Wzmacnia ścianki naczyń i pomaga usuwać obrzęki
- Utrzymuje zdrową i elastyczną skórę



Avicenum ŻEL  
Opakowanie:  
tubka, 75 ml

Żel został przetestowany i certyfikowany przez Narodowy Instytut Zdrowia w Pradze.


# Avicenum 310

**Klasa kompresji I  
(18 - 21 mm Hg)**

Zdrowotne wyroby pończosznicze I klasy kompresji z 60% zawartością bawełny przyczyniają się do wzmacniania ścian żył, skutecznie poprawiają krążenie krwi i zapobiegają bolesnym obrzękom kończyn dolnych.

Odpowiednie do codziennego noszenia, w tym także do przebywania przez dłuższy czas w pozycji stojącej lub siedzącej. Jednocześnie są one przeznaczone do używania w trakcie uprawiania sportu oraz w podróży.

60 % Bawełna, 28 % Nylon, 12 % Lycra®



BIO bawełna



Lycra®



Przeciwbakteryjny  
i przeciwgrzybiczny  
Sanitized® Silver



Mikrowłókno



## Unisex zdrowotne podkolanówki bawełniane

Apretura: Przeciwbakteryjny  
i przeciwgrzybiczny Sanitized® Silver

Rozmiary: 36-38 39-41 42-44  
45-47

Kolory: 0000 8002 9999

Opakowanie:

1 para w pudełku

8 pudełek w kartonie



0000



8002




9999

# Avicenum 360

Klasa kompresji II  
(23 - 32 mm Hg)

Pończochy zdrowotne drugiej klasy kompresji wspomagają prawidłowe działanie zastawek żylnych, stabilizują krążenie krwi i są **niezastąpionym elementem terapii uciskowej**. Ich prawidłowe działanie jest kontrolowane i certyfikowane przez prestiżowy niemiecki Instytut Hohenstein.

60 % Nylon, 40 % Lycra®



## Zdrowotne podkolanówki

Apretura: Przeciwbakteryjny  
i przeciwgrzybiczny Sanitized® Silver

Rozmiary:	1K	1D
	2K	2D
	3K	3D
	4K	4D
	5K	5D

Kolory: 8001 9999

Rodzaj: czubek otwarty  
czubek zamknięty

Opakowanie:

1 para w pudełku  
8 pudełek w kartonie



8001

9999



### Zdrowotne podkolanówki

Apretura: Mikrokapsułki Skintex®  
Anti-Heavy-Legs (AHL)

Rozmiary:	1K	1D
	2K	2D
	3K	3D
	4K	4D

Kolory: 8001

Rodzaj: czubek otwarty

Opakowanie:

1 para w pudełku  
8 pudełek w kartonie



8001



### Zdrowotne pończochy samonośne z KORONKĄ

Apretura: Przeciwbakteryjny  
i przeciwgrzybiczny Sanitized® Silver

Rozmiary:	1K	1+K	1D	1+D
	2K	2+K	2D	2+D
	3K	3+K	3D	3+D
	4K	4+K	4D	4+D
	5K	5D		

Kolory: 8001 8080 9999

Rodzaj: czubek otwarty  
czubek zamknięty

Opakowanie:

1 para w pudełku  
4 pudełka w kartonie



8001




8080



9999

(Barwa 8080  
nie jest  
dostępna  
w dużych (+)  
rozmiarach a 5.)



### Zdrowotne rajstopy

Apretura: Przeciwbakteryjny  
i przeciwgrzybiczny Sanitized® Silver

Mały klin:	1K	1D
	2K	2D

Duży klin:	3K	3D
	4K	4D

Kolory: 8001 9999

Rodzaj: czubek zamknięty

Opakowanie:

1 sztuka w pudełku  
4 pudełka w kartonie



8001



9999



# NOWOŚĆ

ultra krótkie pończochy

## Czy krótki rozmiar jest wciąż zbyt długi?

Może się zdarzyć, że mimo starannego pomiaru w domu, przychodni lub sklepie medycznym, pończochy źle leżą i są zbyt długie. Po-mimo że wymiary odpowiadają wartościom w tabeli.

Właśnie na takie przypadki przeznaczony jest nowy rozmiar jeszcze krótszy pończoch. Do rozmiaru „K - krótkie” dochodzi więc rozmiar „UK - ultra krótkie”. W tym nowym rozmiarze wyraźnie zmniejszyliśmy długość pończochy. Wychodzimy w ten sposób naprzeciw dużemu zapotrzebowaniu rynku i wierzymy, że rozmiar UK zadowolili wielu klientów. Produkowane w wersjach z koronką i otwartym czubkiem.



## Zdrowotne pończochy samonośne z KORONKĄ

Apretura: Przeciwbakteryjny i przeciwgrzybiczny Sanitized® Silver

Rozmiary: **1 UK**  
**2 UK**  
**3 UK**  
**4 UK**

Kolory: 8001

Rodzaj: czubek otwarty

Opakowanie:

1 para w pudełku  
4 pudełka w kartonie



8001



## Zdrowotne pończochy samonośne z KORONKĄ

Apretura: Mikrokapsułki Skintex® Anti-Heavy-Legs (AHL)

Rozmiary: 1K 1+K 1D 1+D  
2K 2+K 2D 2+D  
3K 3+K 3D 3+D  
4K 4+K 4D 4+D

Kolory: 8001

Rodzaj: czubek otwarty

Opakowanie:

1 para w pudełku  
4 pudełka w kartonie



8001



### Zdrowotne pończochy samonośne z LAMÓWKĄ

Apretura: Przeciwbakteryjny i przeciwgrzybiczny Sanitized® Silver

Rozmiary:	1K	1+K	1D	1+D
	2K	2+K	2D	2+D
	3K	3+K	3D	3+D
	4K	4+K	4D	4+D
	5K		5D	

Kolory: 8001 9999

Rodzaj: czubek otwarty  
czubek zamknięty

Opakowanie:

1 para w pudełku  
4 pudełka w kartonie



8001 9999

**NOWOŚĆ**  
pończochy ze zwężonym  
obwodem uda

### Macie Państwo wąskie uda i pończochy spadają?

Niektórzy pacjenci cierpiący na schorzenia układu żylnego mają nietypowy kształt kończyny dolnej. Mężczyźni mają zwykle część udową nogi węższą niż kobiety. Ponadto w starszym wieku u pacjentów może dochodzić do ubytku masy mięśniowej uda.

Przy poważnej dysproporcji anatomicznej konieczne jest wyprodukowanie pończoch na miarę (formularz dostępny u naszych przedstawicieli medycznych lub na [info@aries.eu](mailto:info@aries.eu)). Przy niewielkiej dysproporcji proponujemy rozwiązanie w postaci całkowicie nowego produktu na rynku. Pończochy ze zwężonym obwodem uda. We współpracy z lekarzami specjalistami powstała nowa kategoria rozmiarów, którą oznaczamy znakiem minus.



### Zdrowotne pończochy samonośne z LAMÓWKĄ

Apretura: Przeciwbakteryjny i przeciwgrzybiczny Sanitized® Silver

Rozmiary:	1-K	1-D
	2-K	2-D
	3-K	3-D
	4-K	4-D

Kolory: 8001

Rodzaj: czubek otwarty

Opakowanie:

1 para w pudełku  
4 pudełka w kartonie



8001


# Avicenum 360 COTTON

Klasa kompresji II  
(23 - 32 mm Hg)

Pończochy zdrowotne drugiej klasy kompresji z **dużą zawartością bawełny (60 %)** są wskazane przede wszystkim dla pacjentów o wrażliwej skórze. Pomimo wysokiej zawartości bawełny pończochy dobrze trzymają się na nodze. Do bawełny dodano przyjemną **mikrofibrę** i Lycrę® w podwójnym oplocie.

Pończochy Avicenum 360 Cotton wspomagają prawidłowe działanie zastawek żylnych, stabilizują krążenie krwi i są przeznaczone **do terapii uciskowej**. Ich produkcja odbywa się zgodnie z rygorystyczną normą RAL, a prawidłowe funkcjonowanie jest kontrolowane i certyfikowane w prestiżowym niemieckim Instytucie Hohenstein.

60 % Cotton (bawełna), 35 % Lycra®, 5 % Nylon



BIO bawełna



Lycra® w oplocie



Mikrowłókno



Mikrokapsułki  
Skintex® AHL



Przeciwbakteryjny  
i przeciwgrzybiczny  
Sanitized® Silver



DeoSoft



## Zdrowotne podkolanówki

Apretura: Mikro kapsułki Skintex®  
Anti-Heavy-Legs (AHL)

Rozmiary:	1K	1D
	2K	2D
	3K	3D
	4K	4D

Kolory: 8001

Rodzaj: czubek otwarty

Opakowanie:

1 para w pudełku

8 pudełek w kartonie



8001



### Zdrowotne udowe samonośne pończochy z KORONKĄ

Apretura: Mikrokapsułki Skintex®  
Anti-Heavy-Legs (AHL)

Rozmiary:	1K	1+K	1D	1+D
	2K	2+K	2D	2+D
	3K	3+K	3D	3+D
	4K	4+K	4D	4+D

Kolory: 8001

Rodzaj: czubek otwarty

Opakowanie:

1 para w pudełku

4 pudełka w kartonie



8001



### Zdrowotne udowe samonośne pończochy z LAMÓWKĄ

Apretura: Przeciwbakteryjny  
i przeciwgrzybiczny Sanitized® Silver

Rozmiary:	1K	1D
	2K	2D
	3K	3D
	4K	4D

Kolory: 8001

Rodzaj: czubek otwarty

Opakowanie:

1 para w pudełku

4 pudełka w kartonie



8001




# Avicenum 360 ARM SLEEVE

Klasa kompresji II  
(23 - 32 mm Hg)

Kompresyjny rękaw uciskowy z rękawiczką przeznaczony jest do leczenia obrzęków limfatycznych ramienia. Obrzęki te, spowodowane zakłóceniem odpływu płynu tkankowego (chłonki, limfy) z chorej kończyny, wymagają stałego i konsekwentnego leczenia, tzn. **przy stabilizacji obrzęku** także terapii kompresyjnej. Materiał rękawa uciskowego uzupełniony jest o **przyjemną w dotyku mikrofibrę**, a dodatkowe wykończenie zawiera włókna **Sanitized® Silver** o działaniu przeciobakteryjnym i przeciwgrzybicznym.

Produkcja rękawów uciskowych odbywa się zgodnie z rygorystyczną normą RAL, a ich funkcjonowanie, poprzez dokonanie oceny klinicznej, kontrolują prestiżowe czeskie instytucje. Certyfikat nadaje renomowany Instytut Hohenstein.

60 % Nylon, 40 % Lycra®



Lycra®



Lycra® w oplocie



Przeciwbakteryjny  
i przeciwgrzybiczny  
Sanitized® Silver



Mikrowłókno



## Zdrowotny rękaw uciskowy z LAMÓWKĄ

Apretura: Przeciwbakteryjny  
i przeciwgrzybiczny Sanitized® Silver

Rozmiary:	1K	1D
	2K	2D
	3K	3D
	4K	4D

Kolory: 8001

Rodzaj: z rękawiczką  
bez rękawiczki

Opakowanie:

1 sztuka w pudełku

8 pudełek w kartonie



8001

# Avicenum 520

Klasa kompresji III  
(34 - 46 mm Hg)


Zdrowotne pończochy uciskowe trzeciej klasy kompresji przeznaczone do leczenia chronicznej niewydolności żylniej oraz obrzęków limfatycznych.

Stanowią niezbędną część terapii leczniczej, zwłaszcza po drenażu limfatycznym wyraźnie pomagają zapobiegać cofaniu się limfy w miejsca obrzęku. Skutecznie przeciwdziałają powstawaniu nowych żylaków, przeznaczone do stosowania w bardziej zaawansowanym stadium chronicznej niewydolności żylniej.

Pończochy samonośne zostały zaprojektowane przy założeniu, że muszą być noszone przez cały dzień, dlatego też produkowane są z gładkiej mikrofibry z niespialną przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczną apreturą zawierającą jony srebra, a wykończone są szeroką koronką, która skutecznie utrzymuje pończochy na nodze podczas wykonywania wszelkich czynności.

Pończochy są testowane przez niemiecki Instytut Hohenstein, najbardziej prestiżowy zakład certyfikujący w Europie. **Oferta od 6/2014.**

55 % Nylon, 45 % Lycra®



Przeciwbakteryjny  
i przeciwgrzybiczny  
Sanitized® Silver



## Zdrowotne podkolanówki

Apretura: Przeciwbakteryjny  
i przeciwgrzybiczny Sanitized® Silver

Rozmiary:	1K	1D
	2K	2D
	3K	3D
	4K	4D

Kolory: 8001

Rodzaj: czubek otwarty

Opakowanie:

1 para w pudełku

8 pudełek w kartonie



8001



## Zdrowotne udowe samonośne pończochy z LAMÓWKĄ

Apretura: Przeciwbakteryjny i przeciwgrzybiczny Sanitized® Silver

Rozmiary:	1K	1+K	1D	1+D
	2K	2+K	2D	2+D
	3K	3+K	3D	3+D
	4K	4+K	4D	4+D

Kolory: 8001

Rodzaj: czubek otwarty

Opakowanie:

1 para w pudełku

4 pudełka w kartonie



8001



## PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



## Szklany pilnik Glasscare

Unikatowy czeski produkt ze szkła do delikatnej pielęgnacji Państwa stóp.

**Opatentowany pilnik przeznaczony do delikatniejszego i skuteczniejszego usuwania twardego i uszkodzonego naskórka stóp.**

Karbowana powierzchnia jednej strony pilnika służy do usuwania uszkodzonego naskórka, a jego druga, gładka strona do wygładzania suchych stóp oraz do pielęgnacji paznokci. Praktyczny wydłużony kształt pilniczka sprawia, że posługiwanie się nim jest łatwe i wygodne. Dzięki zastosowaniu szklanego materiału, pilnik jest w pełni higieniczny.


Rozmiar: 3,5x25 cm

Opakowanie: 1 szt.

# Avicenum DiaFit

Skarpety Avicenum **DiaFit** – dla diabetyków, z 90 % zawartością bawełny o długim super wyczesanym włóknie, to jedna z możliwości profilaktyki stopy cukrzycowej. **Przyjemna lamówka zdrowotna** z bardzo delikatnym ściągaczem zapobiega powstawaniu obrzęków na nogach, jest jednak wystarczająco mocna, by nie dochodziło do zsunięcia się skarpetki. Czubek jest zakończony **ścięciem łańcuszkowym**, szew jest więc płaski i nie powoduje powstawania obrzęków na nodze. Nieśpialne szwajcarskie srebro przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne **Sanitized®** działa profilaktycznie przeciwko chorobom nóg wywołanym przez pleśń i drożdżaki, poprawia komfort noszenia i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

90 % Bawełna, 8 % Nylon, 2 % Lycra®



BIO bawełna



Przeciwbakteryjny  
i przeciwgrzybiczny  
Sanitized® Silver



## Skarpety bawełniane DAMSKIE

Rozmiary: 36-39 39-42

Kolory: 0000 7001 7007  
8000 9999

Opakowanie:

1 para w opakowaniu z haczykiem



0000 7001 7007 8000 9999

## Skarpety bawełniane MĘSKIE

Rozmiary: 41-44 44-47

Kolory: 0000 5090 7001  
7007 8000 8080  
9999

Opakowanie:

1 para w opakowaniu z haczykiem



0000 5090 7001 7007 8000 8080 9999




# Avicenum ANTI-TROMBO

(13 - 18 mm Hg)

Pończochy przeciwzakrzepowe są przeznaczone dla **pacjentów leżących**, u których zmniejszają ryzyko powstawania zakrzepów. Pończochy posiadają apreturę ze szwajcarskiego srebra Sanitized® Silver o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybicznym.

70 % Nylon, 30 % Lycra®



Przeciwbakteryjny  
i przeciwgrzybiczny  
Sanitized® Silver



Lycra®



Lycra® w oplocie



Mikrowłókno



## Przeciwzakrzepowe podkolanówki i pończochy

Rozmiary: S M L XL XXL

Kolory: 0000

Rodzaj: z otworem rewizyjnym

Opakowanie:

1 para w woreczku




0000

## Dokonywanie pomiaru i dobór rozmiaru produktów medycznych Avicenum

Podczas doboru rozmiaru prosimy zwrócić szczególną uwagę na **dokonywanie pomiaru**. Od tego uzależnione jest prawidłowe działanie pończochy uciskowej/rękawa uciskowego. Pomiar należy **wykonać rano**. W ciągu dnia kończyny puchną.

Zmierz wszystkie punkty według tabeli rozmiarów danego produktu. Umieszczenie ich na kończynie ilustrują obrazki. Przy doborze rozmiaru najważniejsze są **wartości umieszczone w tabeli na szarym tle**.

### Punkty pomiarów – noga




- a obwód stopy
- b obwód nad kostką
- b1 obwód 10 cm nad kostką
- c obwód łydki
- d obwód pod kolaniem
- e obwód nad kolaniem
- f obwód uda (pośrodku uda)
- g obwód uda (5 cm poniżej kroku)
- h obwód bioder
- t obwód pasa

#### Długość

- A–D podkolanówki
- A–G pończochy
- A–T rajstopy

### Punkty pomiarów – ręka



- a obwód dłoni
- c obwód nadgarstka
- d obwód przedłokciowy
- g obwód pod pachą

#### C–G długość

## Avicenum 140

Długość	Obwód w punktach						Długość	K krótka	D długa
	b	d	f	g	h	t			
1	20 – 24	34 – 37	46 – 50	50 – 55	110	80	Podkolanówki A – D	do 37	nad 37
2	24 – 27	37 – 40	50 – 54	55 – 60	120	90	Pończochy Rajstopy A – G	do 70	nad 70
3	27 – 30	40 – 44	54 – 58	60 – 66	130	100			

## Avicenum 360 Arm Sleeve (rękaw uciskowy)

Rozmiar	Obwód ręki w punktach pomiarowych			
	a	c	d	g
1	do 18	16 – 19	22 – 26	24 – 30
2	do 20	19 – 22	26 – 30	30 – 36
3	do 23	22 – 25	30 – 34	36 – 42
4	do 25	25 – 28	34 – 38	42 – 48

## Avicenum 360 / Avicenum 520

Rozmiar	Obwód w punktach									
	a	b	b1	c	d	e	f	g	h	t
1-	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	37 – 45	42 – 52	100	70
1	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	41 – 49	47 – 57	110	80
1+	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	49 – 57	57 – 67	110	80
2-	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	40 – 48	47 – 57	110	80
2	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	45 – 53	52 – 62	120	90
2+	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	53 – 61	62 – 72	120	90
3-	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	45 – 53	52 – 62	120	90
3	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	49 – 57	57 – 67	120	90
3+	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	57 – 65	67 – 77	130	100
4-	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	49 – 57	57 – 67	120	90
4	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	53 – 61	62 – 72	130	100
4+	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	61 – 69	72 – 82	130	100
5	31 – 37	32 – 35	37 – 42	44 – 50	43 – 49	45 – 51	57 – 65	67 – 77	130	100

Długość	K krótka	D długa
C – G	do 45	od 45



## Avicenum Anti-Trombo

Rozmiar	Obwód w punktach		
	b	d	g
S	17 – 20	28 – 34	41 – 54
M	20 – 23	31 – 37	48 – 61
L	23 – 26	34 – 40	55 – 68
XL	26 – 29	37 – 43	62 – 75
XXL	29 – 32	40 – 46	69 – 82

Długość	UK ultra krótka	K krótka	D długa
Podkolanówki A – D	30 - 34	34 – 38	38 – 43
Pończochy Rajstopy A – G	56 - 62	62 – 71	71 – 82

### Przedstawiciele medyczni:

**Agata MAKSYMOWICZ**  
Województwo Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie i Warmińsko Mazurskie  
+48 605 131 675 maksymowicz@aries-medico.pl

**Agnieszka Różycka-Sekuła**  
Województwo Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie  
+48 605 136 116 sekula@aries-medico.pl

**Agnieszka Rutkiewicz**  
Województwo Dolnośląskie, Opolskie, Lubuskie, Wielkopolskie,  
Zachodnio-Pomorskie  
+48 603 136 116 rutkiewicz@aries-medico.pl

### Przedstawiciele handlowi:

**Katarzyna TOMASIK**  
Województwo Małopolskie, Podkarpackie  
+48 605 136 475 tomasik@aries.eu

**Kaja Karcz**  
Województwo Śląskie, Świętokrzyskie  
+48 605 136 114 karcz@aries.eu

**Michał SABACIŃSKI**  
Województwo Wielkopolskie, Zachodnio-Pomorskie,  
Lubuskie, Dolnośląskie i Opolskie  
+48 605 136 768 sabacinski@aries-medico.pl

**Michał CHRYK**  
Województwo Łódzkie, Podlaskie i Lubelskie  
+48 605 136 640 chryk@aries-medico.pl

**Alicja LITKOWIEC**  
Województwo Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie  
i Warmińsko Mazurskie  
+48 603 136 135 charkowska@aries-medico.pl

**Monika Jadczyk**  
Województwo Mazowieckie  
+48 605 746 166 jadczyk@aries.eu



### Dystrybutor:

**Aries Polska Sp zo.o.**  
ul Szczawieńska 2  
58-310 Szczawno-Zdrój  
NIP 8862938814  
[www.aries.eu](http://www.aries.eu)

### Dział obsługi klienta: Aleksandra Roszkowiak

Infolinia: **800 888 595**  
Telefon: +48 746 480 490  
E-mail: [info@aries-medico.pl](mailto:info@aries-medico.pl)

**Dorota Lichwa**  
Country Manager for Poland  
E: [lichwa@aries.eu](mailto:lichwa@aries.eu)  
M: +48 605 746 475

Wykonane w Czechach 